

Для эффективной и безопасной дезинфекции лабораторной одежды и предметов мы предлагаем [дезинфекционные шкафы](#) - серия NL. Встроенный УФ-облучатель излучает волны длиной 253.7 нм, от которых гибнут бактерии и вирусы на поверхностях и одежде. Собственно процесс дезинфекции происходит путем прямого облучения предметов и конвекции слоев воздуха внутри шкафа. Установленное с облучателем реле запуска/остановки позволяет установить диапазон работы от 0,1 до 9,9 час. А включатель УФ-облучателя вынесен на переднюю сторону шкафа.

Шкафы для дезинфекции одежды персонала изготовлены из металла и покрыты порошковой эпоксиполиэфирной краской, отверждаемой при высокой температуре. Стандартный цвет покраски шкафа – светлосерый (RAL 7035).

Такие простые и надежные решения широко используются в рамках санитарно-противоэпидемических мероприятий и профилактики инфекционных заболеваний среди персонала медицинских учреждений, учебных и производственных помещениях. У нас Вы можете купить такой шкаф с УФ-облучателем по заводской цене.



Классификация: Дезинфекционный шкаф для одежды  
Модель: ДШ-1000  
Производитель: ООО "Стиль-Сервис"  
Мощность: 30 Вт  
Цена: 35 000 руб