



Столы-мойки на основе одно- или двухстворчатых металлических тумб.

Варианты исполнения:

Пристенные - на основе одностворчатой тумбы.

Островные - на основе 2-х одностворчатых тумб.

Универсальные - на основе двухстворчатой тумбы.

Высота рабочей поверхности 900 мм.

Варианты оснащения:

Рабочая поверхность:

- 1) пластик LabGrade,
- 2) керамогранит,
- 3) монолитный пластик Слопласт,
- 4) монолитный пластик Треспа,
- 5) композит DURCON.

Раковина (1 или 2 шт):

С гофрошлангом и сифоном или со сливом.

- 1) из нержавеющей стали (НС),
- 2) из композита DURCON (Д),
- 3) из полипропилена (ПП).

Смеситель (1 или 2 шт)

Горячая/холодная вода, с гибкими подводками.

Сушильная панель (1 или 2 шт):

С 18-ю или 27-ю держателями лабораторной посуды из УПС.

Монтируется на рабочую поверхность.

Тумба (1 или 2 шт):

- с дверью (левой или правой),
- на регулируемых по высоте опорах.

Полка (для столов-моек универсальных):

- металлическая двухярусная полка,

-монтируется на рабочую поверхность.



□ Список моделей

Код	Рабочая Размеры, Тумба
модели	Сушилка
поверхность	
ШхГхВ,мм	
Раковина:	
глубина	материал
Столы-мойки пристенные	

ММЛ-01 бс		LabGrade		
600x600x900	1			
150 мм / 1 шт	нерж.сталь			
-				
ММЛ-01		LabGrade		
614x800x900 (1700)	1			
150 мм / 1 шт	нерж.сталь			
1				
ММЛ-01-К		Керамика		
620x800x900 (1700)	1			
150 мм / 1 шт	нерж.сталь			
1				
ММЛ-01-С бс		Слопласт		
600x800x900	1			
150 мм / 1 шт	нерж.сталь			
-				
ММЛ-01-С		Слопласт		
614x800x900 (1700)	1			
150 мм / 1 шт	нерж.сталь			
1				
ММЛ-01-Т бс		TRESPA		
600x800x900	1			
150 мм / 1 шт	нерж.сталь			
-				
ММЛ-01-Т		TRESPA		
614x800x900 (1700)	1			
150 мм / 1 шт	нерж.сталь			
1				
ММЛ-01Д		DURCON	614x800x900 (1700)	1
280 мм / 1 шт	DURCON			
1				
ММЛ-01-03		LabGrade	614x800x1700	1
300 мм / 1 шт	полипропилен			
1				
ММЛ-01-03Т		TRESPA	614x800x1700	1
300 мм / 1 шт	полипропилен	1		
Столы-мойки островные				
ММЛ-18		LabGrade		
645x1350x1700	2			
150 мм / 2 шт	нерж.сталь			
2				
ММЛ-18Д		DURCON	614x1350x1700	2
280 мм / 2 шт	DURCON			
2				

ММЛ-18Т	TRESPA	614x1350x1700	2
150 мм / 2 шт	нерж.сталь		
2			
ММЛ-18-03	LabGrade	645x1350x1700	2
300 мм / 2 шт	полипропилен	2	
Столы-мойки универсальные			
ММЛ-21	LabGrade		
1350x800x1500	2		
150 мм / 2 шт	нерж.сталь		
1			
ММЛ-21Д	DURCON	1350x800x1500	2
280 мм / 2 шт	DURCON		
1			
ММЛ-21Т	TRESPA	1350x800x1500	2
150 мм / 2 шт	нерж.сталь		
1			
ММЛ-21-03	LabGrade	1350x800x1500	2
300 мм / 2 шт	полипропилен	1	
ММЛ-21-03Т	TRESPA	1350x800x1500	2
300 мм / 2 шт	полипропилен	1	