



**Стандартное исполнение:**

**Исполнение**

Блоки ящиков корпусного типа из ЛДСП или металла с выдвижными ящиками (1, 2 или 3 ящика)

**Подвесные блоки** - для монтажа под столешницу лабораторных столов.

**Типоразмеры**

Для столов лабораторных высотой 750 и 900 мм.

**Стандартное оснащение:**

**Блок ящиков**

- ящики оснащены металлическими ручками;
- ящики установлены на роликовые направляющие;
- подвесные блоки монтируются на каркас стола под рабочей поверхностью.

**Блоки ящиков подвесные** являются дополнительным оснащением к лабораторным столам системы [NordLine](#) и **заказываются отдельно**.



[Посмотреть фото лабораторных столов NordLine](#)

*Блоки*

**2-секционные подвесные**

*для столов шириной*

*1200*

*мм*

*для столов*

*высотой*

*750*

*и*

*900*

*мм*



2-секционный подвесной блок 905 мм



подвесной блок 900 мм



**Блоки ящиков подвесные**

**Габаритные размеры**

мм	Для столов	Комплектация	Код модели для заказа
----	------------	--------------	-----------------------

шириной	ЛДСП
---------	------

цвет	Металл
светло-серый	
цвет	
RAL 7035	
светло-серый	

532x470x154	600	мм и более
-------------	-----	------------

1 ящик (по длине блока)

<b>NL- 42- 11-00</b>	-
----------------------	---

832x470x154	900	мм	2 ящика
-------------	-----	----	---------

<b>NL- 46- 20-00</b>	-
----------------------	---

1132x470x154	1200	мм	2 ящика
--------------	------	----	---------

2 ящика, 2 розетки и АЗС

-	<b>NL- 42-21-10</b>
---	---------------------

1 ящик (по длине блока)	<b>NL- 42-10-00</b>	-
-------------------------	---------------------	---

1432x470x154	1500	мм	2 ящика
--------------	------	----	---------

2 ящика, 2 розетки и АЗС

<b>NL- 43-21-10</b>
---------------------

1732x470x154	1800	мм	3 ящика
--------------	------	----	---------

NL- 48 -20-00

-