

Технологическая стойка

Металлическая конструкция с двумя металлическими полками и сервисной панелью для размещения электроарматуры и арматуры для воды и газа. Выпускаются модификации стоек для различного применения.

Арматура для газа и воды

Краны для воды и для газа устанавливаются на лицевой панели технологической стойки.

Сливная раковина устанавливается на рабочей поверхности стола.

Металлический каркас

Каркас разборного типа из стального профиля, покрытый порошковой эпоксиполиэфирной композицией .

Отличается повышенной прочностью за счет замкнутой конструкции несущих боковин и крепления соединительных элементов. Устанавливается на регулируемые опоры.

