



**NL-80-21-21K**

Шкаф вытяжной	<b>1200</b>	,
рабочая поверхность -	<b>керамогранит</b>	,
Рабочая камера -	<b>металл</b>	,
со сливной раковиной и газовым ПП	<b>выпусками и вентилями, электророзетками, светильником, аз</b>	
нижняя тумба -	<b>металл</b>	.



**NL-80-31-21K**

Шкаф вытяжной **1500** ,  
 рабочая поверхность - **керамогранит** ,  
 Рабочая камера - **металл** ,  
 со сливной раковиной и газовыми выпускными и вентилями, электророзетками, светильником, азотной камерой ,  
 нижняя тумба - **металл** .

**Код модели для заказа**

**Стандартное оснащение**

**X** -буквенный код

материала столешницы:

<b>К</b>	- керамогранит
<b>Т</b>	- Треспа
<b>С</b>	- Слопласт
<b>Д</b>	- Дюркон

**Рабочая**

**камера**  
(М, НС, ТФ )

**Тумба**

(М, ПП)

или

**Каркас** (К)

**Раковина**

**сливная**

(ПП, Д)

**ВОДА**

# Шкафы вытяжные с рабочей камерой Металл

(выпуск + вентиль)	ГАЗ
(выпуск + вентиль)	Светильник
(Л, ВЗС)	Электрика
(розетки+АЗС)	

**Шкафы вытяжные с рабочей камерой из металла  
(светильник, электрика)**

<b>1000 x 840 x 2280</b>			
<b>NL 80-11-01</b>	<b>X</b>		
Металл	Металл	-	-

центный	P+АЗС		
<b>NL 80-12-01</b>	<b>X</b>	Металл	Каркас

центный	P+АЗС		
<b>NL 80-14-01</b>	<b>X</b>	Металл	Полип-
ропилен	-	-	-

центный	P+АЗС		
<b>1200 x 840 x 2280</b>			
<b>NL 80-21-01</b>	<b>X</b>		
Металл	Металл	-	-

центный	P+АЗС		
<b>NL 80-22-01</b>	<b>X</b>	Металл	Каркас

центный	P+АЗС		
<b>NL 80-24-01</b>	<b>X</b>	Металл	Полип-
ропилен	-	-	-

центный	P+АЗС		
<b>1500 x 840 x 2280</b>			
<b>NL 80-31-01</b>	<b>X</b>		
Металл	Металл	-	-

центный	P+АЗС
---------	-------

# Шкафы вытяжные с рабочей камерой Металл

NL 80-32-01	X	Металл	Каркас
центный	P+A3C		
NL 80-34-01	X	Металл	Полип-
ропилен	-	-	-
центный	P+A3C		
1800 x 840 x 2280			
NL 80-41-01	X		
Металл	Металл	-	-
центный	P+A3C		
NL 80-42-01	X	Металл	Каркас
центный	P+A3C		
NL 80-44-01	X	Металл	Полип-
ропилен	-	-	-
центный	P+A3C		
<b>Шкафы вытяжные с рабочей камерой из металла</b>			
<b>(сливная раковина, ВОДА, светильник, электрика)</b>			
1000 x 840 x 2280			
NL 80-11-11	X		
Металл	Металл	Полипропилен	
или			
Дюркон (для раб.пов. Д)		-	Люминес-
центный	P+A3C		
NL 80-12-11	X	Металл	Каркас
или			
Дюркон (для раб.пов. Д)			
+	-	Люминес-	
центный	P+A3C		
NL 80-14-11	X	Металл	Полип-
ропилен	Полипропилен		
или			
Дюркон (для раб.пов. Д)		-	Люминес-
центный	P+A3C		
1200 x 840 x 2280			

## Шкафы вытяжные с рабочей камерой Металл

<b>NL 80-21-11</b>		<b>X</b>		
Металл	Металл	Полипропилен		
или				
Дюркон (для раб.пов. центный)	Д) Р+АЗС	-	Люминес-	
<b>NL 80-22-11</b>		<b>X</b>	Металл	Каркас
или				
Дюркон (для раб.пов. центный)	Д) Р+АЗС	-	Люминес-	
<b>NL 80-24-11</b>		<b>X</b>	Металл	Полип-
ропилен	Полипропилен			
или				
Дюркон (для раб.пов. центный)	Д) Р+АЗС	-	Люминес-	
<b>1500 x 840 x 2280</b>				
<b>NL 80-31-11</b>		<b>X</b>		
Металл	Металл	Полипропилен		
или				
Дюркон (для раб.пов. центный)	Д) Р+АЗС	-	Люминес-	
<b>NL 80-32-11</b>		<b>X</b>	Металл	Каркас
или				
Дюркон (для раб.пов. центный)	Д) Р+АЗС	-	Люминес-	
<b>NL 80-34-11</b>		<b>X</b>	Металл	Полип-
ропилен	Полипропилен			
или				
Дюркон (для раб.пов. центный)	Д) Р+АЗС	-	Люминес-	
<b>1800 x 840 x 2280</b>				
<b>NL 80-41-11</b>		<b>X</b>		
Металл	Металл	Полипропилен		
или				
Дюркон (для раб.пов. центный)	Д) Р+АЗС	-	Люминес-	
<b>NL 80-42-11</b>		<b>X</b>	Металл	Каркас
или				
Дюркон (для раб.пов. центный)	Д) Р+АЗС	-	Люминес-	
<b>NL 80-44-11</b>		<b>X</b>	Металл	Полип-
ропилен	Полипропилен			
или				
Дюркон (для раб.пов. центный)	Д) Р+АЗС	-	Люминес-	

## Шкафы вытяжные с рабочей камерой Металл

центный	P+АЗС		
<b>Шкафы вытяжные с рабочей камерой из металла</b>			
<b>(сливная раковина, Газоводник, электрика)</b>			
<b>1000 x 840 x 2280</b>			
<b>NL 80-11-21</b>	<b>X</b>		
Металл	Металл	Полипропилен	
или			
Дюркон (для раб.пов. Д)		+	Люминес-
центный	P+АЗС		
<b>NL 80-12-21</b>	<b>X</b>	Металл	Каркас
или			
Дюркон (для раб.пов. Д)		+	Люминес-
центный	P+АЗС		
<b>NL 80-14-21</b>	<b>X</b>	Металл	Полип-
ропилен	Полипропилен		
или			
Дюркон (для раб.пов. Д)		+	Люминес-
центный	P+АЗС		
<b>1200 x 840 x 2280</b>			
<b>NL 80-21-21</b>	<b>X</b>		
Металл	Металл	Полипропилен	
или			
Дюркон (для раб.пов. Д)		+	Люминес-
центный	P+АЗС		
<b>NL 80-22-21</b>	<b>X</b>	Металл	Каркас
или			
Дюркон (для раб.пов. Д)		+	Люминес-
центный	P+АЗС		
<b>NL 80-24-21</b>	<b>X</b>	Металл	Полип-
ропилен	Полипропилен		
или			
Дюркон (для раб.пов. Д)		+	Люминес-
центный	P+АЗС		
<b>1500 x 840 x 2280</b>			
<b>NL 80-31-21</b>	<b>X</b>		
Металл	Металл	Полипропилен	
или			
Дюркон (для раб.пов. Д)		+	Люминес-
центный	P+АЗС		
<b>NL 80-32-21</b>	<b>X</b>	Металл	Каркас
или			
Дюркон (для раб.пов. Д)		+	Люминес-
центный	P+АЗС		

## Шкафы вытяжные с рабочей камерой Металл

<b>NL 80-34-21</b>		<b>X</b>	Металл	Полип-
ропилен	Полипропилен			
или				
Дюркон (для раб.пов. центный)	Д)	P+A3C	+	Люминес-
<b>1800 x 840 x 2280</b>				
<b>NL 80-41-21</b>		<b>X</b>		
Металл	Металл		Полипропилен	
или				
Дюркон (для раб.пов. центный)	Д)	P+A3C	+	Люминес-
<b>NL 80-42-21</b>		<b>X</b>	Металл	Каркас
или				
Дюркон (для раб.пов. центный)	Д)	P+A3C	+	Люминес-
<b>NL 80-44-21</b>		<b>X</b>	Металл	Полип-
ропилен	Полипропилен			
или				
Дюркон (для раб.пов. центный)	Д)	P+A3C	+	Люминес-
<b>Шкафы вытяжные с рабочей камерой из металла (ГАЗ, светильник, электрика)</b>				
<b>1000 x 840 x 2280</b>				
<b>NL 80-11-31</b>		<b>X</b>		
Металл	Металл		-	
-	+		Люминес-	
центный	P+A3C			
<b>NL 80-12-31</b>		<b>X</b>	Металл	Каркас
-	+		Люминес-	
центный	P+A3C			
<b>NL 80-14-31</b>		<b>X</b>	Металл	Полип-
ропилен	-		-	+
центный	P+A3C			
<b>1200 x 840 x 2280</b>				
<b>NL 80-21-31</b>		<b>X</b>		
Металл	Металл		-	-
центный	P+A3C			
<b>NL 80-22-31</b>		<b>X</b>	Металл	Каркас

# Шкафы вытяжные с рабочей камерой Металл

центный	P+A3C		
<b>NL 80-24-31</b>	<b>X</b>	Металл	Полип-
ропилен	-	-	+

Лк

центный	P+A3C		
<b>1500 x 840 x 2280</b>			
<b>NL 80-31-31</b>	<b>X</b>		
Металл	Металл	-	-

+

центный	P+A3C		
<b>NL 80-32-31</b>	<b>X</b>	Металл	Каркас

-

центный	P+A3C		
<b>NL 80-34-31</b>	<b>X</b>	Металл	Полип-
ропилен	-	-	+

Лк

центный	P+A3C		
<b>1800 x 840 x 2280</b>			
<b>NL 80-41-31</b>	<b>X</b>		
Металл	Металл	-	-

+

центный	P+A3C		
<b>NL 80-42-31</b>	<b>X</b>	Металл	Каркас

-

центный	P+A3C		
<b>NL 80-44-31</b>	<b>X</b>	Металл	Полип-
ропилен	-	-	+

Лк

центный	P+A3C
---------	-------