



**Стандартное исполнение:**

**Исполнение**

Тумбы корпусного типа из ЛДСП или металла с распашными дверками или выдвижными ящиками

**Подвесные тумбы** - для монтажа под столешницу лабораторных столов.

**Мобильные тумбы** - на колесных опорах.

**Типоразмеры**

Для столов лабораторных высотой 750 и 900 мм.

**Стандартное оснащение:**

**Тумба**

• двери и ящики оснащены металлическими ручками;

• ящики установлены на роликовые направляющие;

• тумбы с дверью имеют внутреннюю полку;

• мобильные тумбы установлены на колёсные опоры;

• подвесные тумбы монтируются на каркас стола под рабочей поверхностью.

**Тумбы подвесные и мобильные** являются дополнительным оснащением к лабораторным столам системы [NordLine](#) и **заказываются отдельно**.



[Посмотреть фото лабораторных столов NordLine](#)

*Тумбы*

**1-секционные подвесные**

*для столов*

*высотой*

*750*

*мм*



Вид со стороны

мм



1-секционные

мобильные

Тумбы



3-секционная 600 мм

мм



2-секционная 600 мм

мм Тумбы



2-секционные тумбы

1000



2-секционные тумбы

1000

1000



для 2-х столов

1500 мм



для 3-х столов

1900 мм

подвесные



для сиденья 9-секционная подвесные 1900 мм



**Тумбы подвесные и мобильные**

Кол-во		Габаритные размеры		Комплектация	Код модели для заказа
секций	мм	Для столов			
шириной		высотой		ЛДСП	
цвет		Металл			
светло-серый					
цвет					
RAL 7035					
светло-серый					
Подвесные					

1	532x470x460	600	мм
---	-------------	-----	----

дверка правая	<b>NL-40-20-00</b>	<b>NL-40-20-10</b>	
3 ящика	<b>NL-40-30-00</b>	<b>NL-40-30-10</b>	
532x470x610	900 мм	дверка левая	<b>NL-41-10-00</b>

дверка правая	<b>NL-41-20-00</b>	<b>NL-41-20-10</b>
---------------	--------------------	--------------------

4 ящика	<b>NL-41-40-00</b>	<b>NL-41-40-10</b>
---------	--------------------	--------------------

2	832x470x460	900	мм
---	-------------	-----	----

дверки левая + правая	<b>NL-46-80-00</b>	<b>NL-46-80-10</b>	
832x470x610	900мм	дверка левая + 4 ящика	<b>NL-47-40-00</b>

дверки левая + правая	<b>NL-47-80-00</b>	<b>NL-47-80-10</b>	
1132x470x460	1200	мм	750мм

1132x470x610	900 мм	дверка левая +4 ящика	<b>NL-42-40-00</b>
--------------	--------	-----------------------	--------------------

3	1432x470x460	1500	мм
---	--------------	------	----

дв. левая+3ящика+дв. прав.	<b>NL-43-30-00</b>	<b>NL-43-30-10</b>
----------------------------	--------------------	--------------------

1432x470x610	900 мм	дв. левая+4ящика+дв. прав.	<b>NL-43-40-00</b>
--------------	--------	----------------------------	--------------------

1732x470x460	1800	мм	750 мм
--------------	------	----	--------

1732x470x610	900 мм	дв. левая+4ящика+дв. прав	NL-□ 48□ -40-00
--------------	--------	---------------------------	-----------------

<b>Мобильные</b>
1

ЛДСП:
-------

532x470x520
металл:
532x470x550

750 мм	дверка левая	NL-□ 44□ -10-01	NL-□ 44□ -10-11
--------	--------------	-----------------	-----------------

дверка правая	NL-□ 44□ -20-01	NL-□ 44□ -20-11
3 ящика	NL-□ 44□ -30-01	NL-□ 44□ -30-11
1	ЛДСП:	

532x470x670
металл:
532x470x700

900мм	дверка левая	NL-□ 45□ -10-01
-------	--------------	-----------------

дверка правая	NL-□ 45□ -20-01	NL-□ 45□ -20-11
4 ящика	NL-□ 45□ -40-01	NL-□ 45□ -40-11