

Стол NordStyle



Конструкция стола:

Каркас на основе боковых опор С-типа. Сверху располагается рабочая поверхность (столешница). Проем между боковыми опорами закрывается подвесными панелями.

Предусмотрена возможность монтажа к каркасу дополнительного оснащения:

- подвесных тумб с дверками или выдвигаемыми ящиками,
- технологических стоек с газовой, водяной и электроарматурой (для пристенных столов).

Предусмотрена возможность установки на рабочую поверхность:

- сливных раковин (для столов лабораторных),
- полноразмерных моек (для столов-моек),
- технологических стоек с газовой, водяной и электроарматурой (для островных столов).

Материал стола:

Металл, покрытый полиэфирной порошковой краской, отверждаемой при высокой температуре.

Материал рабочей поверхности:

- пластик,
- керамика,
- композит DURCON,
- монолитный пластик TRESPA или Слопласт.

Размеры стола:

Ширина 600, 1200 или 1800 мм.

Глубина 600 или 750 мм.

Высота 750 или 900 мм.

Тумба NordStyle





Используется для хранения и транспортировки лабораторной посуды, а также для хранения лабораторной посуды высокой температуры.

Стойка технологическая



Конструкция стойки:

Конструкция с верхней и нижней полками и технопанелями. На левой технопанели монтируются газовый и водяной краны с подводками. На правой технопанели расположены 2 электророзетки и АЗС. На нижней полке расположен светильник с выключателем.

Пристенная стойка технологическая монтируется к тыльной части лабораторного стола. Островная стойка технологическая монтируется на рабочую поверхность лабораторного стола.

Используются в качестве дополнительного оснащения лабораторных столов.

Материал стойки:

Металл, покрытый полиэфирной порошковой краской, отверждаемой при высокой температуре.

Размеры стойки:

Ширина 1200, 1500 или 1800 мм.

Глубина 230 мм.

Высота пристенных стоек 1510 или 1660 мм.

Высота островных стоек 760 мм.