

NordStyle

Стандартное исполнение:

Исполнение

Металлоконструкция, покрытая порошковой эпоксиполиэфирной краской, с опорами, полками

Типоразмеры

Пристенные

900, 1200, 1400, 1500 и 1800 мм.

Островные

1200, 1500 и 1800 мм.

Пристенные с таблом для написания

1200 мм

Стандартное оснащение:

Полки

Две полки металлические, покрытые порошковой краской.

Кран для воды

Кран для воды лабораторный с гибкой водяной подводкой. Устанавливается на некоторые модели

Кран для газа

Кран для газа лабораторный с гибкой газовой подводкой. Устанавливается на некоторые модели

Электророзетки

Электророзетки с защитными крышками :

- на пристенных стойках - 2 шт,
- на островных стойках - 4 шт.

Устанавливаются на некоторые модели стоек для комплектации лабораторных столов NordStyle

Светильник

Электролюминесцентный

Стойки технологические являются дополнительным оснащением к лабораторным столам системы [NordStyle](#) и **заказываются отдельно.**





Фотография
скоро будет



Фотография
скоро будет



Фотография
скоро будет



Фотография
скоро будет



Стойки технологические пристенные Кр200

для пристенных столов шириной 1200 мм и высотой 750 мм 1200x230x1510	для столов со сливной раковиной	+
---	---------------------------------	---

+	-	+	NS 301 -200
---	---	---	--------------------

для столов без сливной раковины	+	+
---------------------------------	---	---

-	-	+	NS 301 -400
---	---	---	--------------------

-	-	-	NS 301 -500
---	---	---	--------------------

для пристенных столов шириной 1200 мм и высотой 900 мм 1200x230x1660	для столов со сливной раковиной	+
---	---------------------------------	---

+	-	+	NS 302-200
---	---	---	-------------------

для столов без сливной раковины	+	+
---------------------------------	---	---

-	-	+	NS 302 -400
---	---	---	--------------------

-	-	-	NS 302 -500
---	---	---	--------------------

Стойки технологические пристенные 1400

для пристенных столов шириной 1400 мм и высотой 750 мм 1400x230x1510	для столов со сливной раковиной	+
---	---------------------------------	---

+	-	+	NS 305 -200
---	---	---	--------------------

для столов без сливной раковины		+	+
---------------------------------	--	---	---

-	-	+	NS 305 -400
---	---	---	--------------------

-	-	-	NS 305-500
---	---	---	-------------------

для пристенных столов шириной 1400 мм и высотой 900 мм 1400x230x1660	для столов со сливной раковинной		+
---	----------------------------------	--	---

+	-	+	NS 306-200
---	---	---	-------------------

для столов без сливной раковины		+	+
---------------------------------	--	---	---

-	-	+	NS 306 -400
---	---	---	--------------------

-	-	-	NS 306 -500
---	---	---	--------------------

Стойки технологические пристенные 1800

для пристенных столов шириной 1500 мм и высотой 750 мм 1800x230x1510	для столов со сливной раковинной		+
---	----------------------------------	--	---

+	-	+	NS 303 -200
---	---	---	--------------------

для столов без сливной раковины		+	+
---------------------------------	--	---	---

-	-	+	NS 303 -400
---	---	---	--------------------

-	-	-	NS 303 -500
---	---	---	--------------------

для пристенных столов шириной 1500 мм и высотой 900 мм 1800x230x1660	для столов со сливной раковинной		+
---	----------------------------------	--	---

+	-	+	NS 304-200
---	---	---	-------------------

для столов без сливной раковины		+	+
-	-	+	NS 304 -400
-	-	-	NS 304 -500

Стойки технологические пристенные 1200 с табло для титрования

для пристенных столов шириной 1200 мм без сливной раковины 1200x230x1510	для столов высотой 750+		+
1200x230x1660	для столов высотой 900+		-

Стойки технологические островные 1200

для пристенных столов шириной 1200 мм 1200x230x760	для столов со сливной раковинной		+
+	-	+	NS 311 -200
для столов без сливной раковины		+	+
-	-	+	NS 311 -400
-	-	-	NS 311 -500

Стойки технологические островные 1500

для пристенных столов шириной 1500 мм 1500x230x760	для столов со сливной раковинной		+
+	-	+	NS 313 -200
для столов без сливной раковины		+	+

-	-	+	NS 313 -400
---	---	---	--------------------

-	-	-	NS 313 -500
---	---	---	--------------------

Стойки технологические островные 1800

для пристенных столов шириной 1800 мм 1800x230x760	для столов со сливной раковинной	+	
---	----------------------------------	---	--

+	-	+	NS 312 -200
---	---	---	--------------------

для столов без сливной раковины	+	+	
---------------------------------	---	---	--

-	-	+	NS 312 -400
---	---	---	--------------------

-	-	-	NS 312 -500
---	---	---	--------------------