

NordStyle

Стандартное исполнение:

Исполнение

Металлоконструкция на опорах NL, покрытая порошковой эпоксиполиэфирной краской, с опорами

Типоразмеры

Пристенные 900, 1200, 1400, 1500 и 1800 мм.

Островные 1200, 1500 и 1800 мм.

Пристенные с таблом для монтажа 1200 мм

Стандартное оснащение:

Полки

Две полки металлические, покрытые порошковой краской.

Кран для воды

Кран для воды лабораторный с гибкой водяной подводкой. Устанавливается на некоторые модели

Кран для газа

Кран для газа лабораторный с гибкой газовой подводкой. Устанавливается на некоторые модели

Электророзетки

Электророзетки с защитными крышками :

- на пристенных стойках - 2 шт,
- на островных стойках - 4 шт.

Устанавливаются на некоторые модели стоек для комплектации лабораторных столов NordStyle

Светильник

Электролюминесцентный светильник с выключателем

Стойки технологические являются дополнительным оснащением к лабораторным столам системы [NordStyle](#) и **заказываются отдельно**.





Фотография
скоро будет



Фотография
скоро будет



Фотография
скоро будет



Фотография
скоро будет



Стойки технологические пристенные 900

для пристенных столов шириной 900 мм и высотой 750 мм 900x230x1510	для столов со сливной раковиной	+
---	---------------------------------	---

+	-	+	NS 309-210
---	---	---	-------------------

для столов без сливной раковины	+	+
---------------------------------	---	---

-	-	+	NS 309-410
---	---	---	-------------------

-	-	-	NS 309-510
---	---	---	-------------------

для пристенных столов шириной 900 мм и высотой 900 мм 900x230x1660	для столов со сливной раковиной	+
---	---------------------------------	---

+	-	+	NS 310-210
---	---	---	-------------------

для столов без сливной раковины	+	+
---------------------------------	---	---

-	-	+	NS 310-410
---	---	---	-------------------

-	-	-	NS 310-510
---	---	---	-------------------

Стойки технологические пристенные 1200

для пристенных столов шириной 1200 мм и высотой 750 мм 1200x230x1510	для столов со сливной раковиной	+
---	---------------------------------	---

+	-	+	NS 301 -210
---	---	---	--------------------

для столов без сливной раковины		+	+
---------------------------------	--	---	---

-	-	+	NS 301 -410
---	---	---	--------------------

-	-	-	NS 301 -510
---	---	---	--------------------

для пристенных столов шириной 1200 мм и высотой 900 мм 1200x230x1660	для столов со сливной раковинной		+
---	----------------------------------	--	---

+	-	+	NS 302-210
---	---	---	-------------------

для столов без сливной раковины		+	+
---------------------------------	--	---	---

-	-	+	NS 302 -410
---	---	---	--------------------

-	-	-	NS 302 -510
---	---	---	--------------------

Стойки технологические пристенные 1400

для пристенных столов шириной 1400 мм и высотой 750 мм 1400x230x1510	для столов со сливной раковинной		+
---	----------------------------------	--	---

+	-	+	NS 305 -210
---	---	---	--------------------

для столов без сливной раковины		+	+
---------------------------------	--	---	---

-	-	+	NS 305 -410
---	---	---	--------------------

-	-	-	NS 305-510
---	---	---	-------------------

для пристенных столов шириной 1400 мм и высотой 900 мм 1400x230x1660	для столов со сливной раковинной		+
---	----------------------------------	--	---

+	-	+	NS 306-210
---	---	---	-------------------

для столов без сливной раковины	+	+
---------------------------------	---	---

-	-	+	NS 306 -410
---	---	---	--------------------

-	-	-	NS 306 -510
---	---	---	--------------------

Стойки технологические пристенные 1500

для пристенных столов шириной 1500 мм и высотой 750 мм 1500x230x1510	для столов со сливной раковины	+
---	--------------------------------	---

+	-	+	NS 307-210
---	---	---	-------------------

для столов без сливной раковины	+	+
---------------------------------	---	---

-	-	+	NS 307-410
---	---	---	-------------------

-	-	-	NS 307-510
---	---	---	-------------------

для пристенных столов шириной 1500 мм и высотой 900 мм 1500x230x1660	для столов со сливной раковины	+
---	--------------------------------	---

+	-	+	NS 308-210
---	---	---	-------------------

для столов без сливной раковины	+	+
---------------------------------	---	---

-	-	+	NS 308-410
---	---	---	-------------------

-	-	-	NS 308-510
---	---	---	-------------------

Стойки технологические пристенные 1800

для пристенных столов шириной 1800 мм и высотой 750 мм 1800x230x1510	для столов со сливной раковины	+
---	--------------------------------	---

+	-	+	NS 303 -210
---	---	---	--------------------

для столов без сливной раковины		+	+
-	-	+	NS 303 -410
-	-	-	NS 303 -510
для пристенных столов шириной 1800 мм и высотой 900 мм 1800x230x1660	для столов со сливной раковиной		+
+	-	+	NS 304-210
для столов без сливной раковины		+	+
-	-	+	NS 304 -410
-	-	-	NS 304 -510